

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 의료기구의 멸균 및 소독에 사용됩니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

이 약의 소독액 조제는 1제와 2제를 400:9 비율로 혼합하여 사용합니다. 미리, 전세척한 의료기구를 조제된 소독액에 완전히 적시고, 미세 구멍이 있거나 구조가 복잡한 기구 및 기계류는 가압주입 또는 흡인시켜 충분히 조제된 소독액과 적십니다. 필요한 경우 리크 테스트(leak test)를 한 후 사용합니다. 5분 이상, 포자 사멸을 원하는 경우에는 10분 이상 완전히 적십니다. 충분히 적신 후 꺼내 흐르는 멸균정제수로 15초 이상, 사용 목적에 따라 물을 사용하여 행굽니다. 미세 구멍이 있는 기구류나 구조가 복잡한 기구류는 안쪽 소독액이 잔류하기 쉬우므로 멸균 정제수 또는 물을 가압 주입하거나 행굼 시간을 늘려 충분히 행굽니다. 의료기구의 소독이 완료된 후 기구를 사용하기 전에 과산화수소 잔류검사 스트립 등을 이용하여 반드시 이 약의 잔류성을 확인하여 과산화수소로서 0.5 ppm 미만임을 확인하십시오.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

인체에 사용하지 마십시오.

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

피부에 닿았을 경우 즉시 오염된 의복 등을 벗고, 흐르는 물로 충분히 씻어내십시오. 눈에 들어갔을 경우 즉시 흐르는 물로 15분간 이상 세안 후 의사와 상담하십시오. 증기를 흡입하였을 경우 즉시 신선한 공기가 있는 장소로 이동 후 의사와 상담하십시오. 잘못하여 먹었을 경우 즉시 다량의 물이나 우유를 마시게 하고 무리하게 구토를 시키지 말고 의사와 상담하십시오. 사용 및 보관 시 뚜껑이 있는 용기 등을 사용하여 증기의 확산을 막음과 동시에 환기에 주의하십시오. 세척·소독 시 감염성 물질 및 소독액의 부착이나 흡입을 막기 위해 고무장갑, 가운, 마스크, 보호안경 등의 보호 장비를 착용하십시오. 기구 및 기계에 따라서는 녹이 슬거나, 변성이 될 수 있으므로 연속 1시간을 초과하여 사용하지 마십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

차아염소산염 등의 염소계제제와 함께 사용하지 마십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.