

Estrogen 대체 폐경기질환용약

유니큐플러스 정

(승마추출액 + 히페리시 건조엑스)

일반의약품
분류번호 119



UNIMED

■ 원료약품 및 그 분량 : 1정 중

히페리시80%메탄올건조엑스(별규) 84mg
승마추출액(식약청고시) 0.0364ml

■ 성상 : 연녹색의 원형 필름코팅정제

■ 약리작용 및 특징

1. 유니큐플러스정은 뇌하수체에서 황체형성호르몬 분비를 직접적으로 차단하고 에스트로겐 유사작용을 가져 폐경기 증상을 효과적으로 치료하는 승마추출액과, 대뇌의 신경전달 물질의 파괴와 재흡수를 막는 신경안정제인 히페리시, 두 성분의 상승작용으로 폐경기의 에스트로겐 분비감소에 따른 신체적 증상뿐만 아니라 정신적 증상을 동시에 효과적으로 치료해 줍니다.
2. 유니큐플러스정은 여성 호르몬제제와 거의 동등한 효과를 나타내면서도, 식물성의 천연 에스트로겐 대체 물질과 생약성 신경증상치료제의 생약복합제로서 유방암, 자궁암 등의 발생 우려가 없고, 정신적 의존성이나 습관성 없이 장기간 사용이 가능합니다.
3. 유니큐플러스정은 폐경기여성에게 있어서 다른 에스트로겐 복용환자에게서 나타나는 생리 유도현상이 나타나지 않아 노년기 환자의 거부감을 유발하지 않고 순응도 높게 적용할 수 있습니다.
4. 유니큐플러스정은 폐경기의 여성에게 뿐만 아니라, 젊은 여성에게서도 일어나는 여성 호르몬 실조증상에 응용할 수 있는, 적용 대상이 광범위한 제제입니다.

■ 효능 · 효과

폐경기의 다음 증상

- 홍조, 발한, 의욕저하
- 의기소침, 정신적 긴장, 신경과민, 집중력 부족, 불면, 불안 또는 불쾌감 등의 자율신경 장애
- 생리전의 불수의적(psychovegetative) 이상증상

■ 용법 · 용량 : 1회 1정씩 1일 2회, 필요시 1회 2정씩 1일 2회 복용

아침, 저녁 씹지 말고 물과 함께 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약의 성분에 과민한 환자
 - 2) 기지의 피부 광과민성 환자
 - 3) 임부 및 수유부 (사용경험이 충분하지 않다.)

2. 부작용

- 1) 햇볕에 대한 피부의 민감성이 증가하는 광과민 반응이 특히, 피부가 흰 사람에게서 유발될 가능성이 있다.
- 2) 드물게 피로, 불안, 위장관 장애가 나타날 수 있다.

3. 상호작용

이 약은 사이토크롬 P450 대사효소를 유도하므로 이 효소에 의해 대사되는 다음 의약품의 혈중 농도를 감소시킬 수 있다. 따라서 다음 의약품과의 병용은 가능하면 피하고 부득이하게 병용시는 부작용 발현여부 및 아래 사항에 주의해야 한다.

- 1) HIV 프로테아제 저해제(인디나비르, 사퀴나비르, 리토나비르, 넬피나비르, 암프레나비르 등)등 항레트로 바이러스약(에파비렌츠, 네비라핀, 데라비르딘, 라미부딘, 지도부딘, 스타부딘, 아바카비르, 디다노신, 잘시타빈 등)과 병용시 이러한 항레트로 바이러스약의 치료효과가 떨어지고 내성이 발현될 수 있다.
 - 2) 쿠마린계 항응고제(펜프로쿰, 와파린 등), 면역억제제(사이클로스포린, 타크롤리무스 수화물 등), 강심약(디기톡신, 디곡신, 메칠디곡신 등), 기관지확장제(아미노필린, 콜린 테오필린, 테오필린 등), 항부정맥약(아미오다론, 퀴니딘, 디소피라미드, 프로파페논, 리도카인 등), 항경련약(페노바르비탈, 페니토인, 카르바마제핀 등), 항우울약(이미프라민, 아미트립틸린, 노르트립틸린 등), 항암제(사이클로포스파마이드, 타목시펜, 탁솔, 에토포시드 등)과 병용시 이러한 약들의 효과가 떨어질 수 있으므로 투여 시작시와 종료시 이러한 약들의 효과에 대한 신중한 모니터링 실시가 필요하다.
 - 3) 경구용 피임제(에치닐에스트라디올, 데소게스트렐, 노르에치스테론, 레보노르게스트렐 등)와 병용시 경구용 피임제의 효능 감소 및 부정성기출혈의 발현율이 증가할 수 있다.
 - 4) 선택적세로토닌재흡수저해제 등 관련 항우울약(시탈로프람, 플루옥세틴, 플루복사민, 파록세틴, 세르트랄린, 네파조돈 등), 편두통치료제(수마트립탄, 나라트립탄, 리자트립탄, 졸미트립탄 등)와 병용시 이러한 약들의 부작용이 증가할 수 있다.
4. 임부 · 수유부에 대한 투여 : 임부 및 수유부 투여에 관한 자료는 충분하지 않다.
 5. 저장상의 주의사항 : 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 120정

※ 본 제품의 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손되었을 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

- 서울시 송파구 잠실본동 250-8 유니메드빌딩 / (02)2240-5100
 - 공장 : 충남 아산시 실목동 251번지
 - 홈페이지 : <http://www.unimed.co.kr>
- UM010606

제조원
UNIMED
참제약주식회사