

다이나비정

Dynabi Tab.

다이나비정은 2종의 철성분(푸마르산철, 글루콘산제일철)과 엽산 및 아스코르빈산을 주성분으로 하는 빈혈치료제입니다. 글루콘산제일철과 푸마르산철은 2가철 성분으로 위에서 급속히 이온화하여 신속한 철분의 흡수를 나타냅니다. 또한, 철분 외에 조혈성분인 엽산(적혈구를 성숙하게 하는 DNA, RNA 합성에 관여)을 함유하고, 철의 흡수율을 높이는 것으로 널리 알려진 고함량의 아스코르빈산을 복합처방하여 빈혈 예방 및 치료효과가 더욱 우수합니다.

[성분 · 함량] 이 약 1정 (770mg)중

푸마르산철(USP)	175mg
글루콘산제일철(BP)	100mg(총 철로서 69mg)
엽산(USP)	0.4mg
아스코르빈산97%과립(별규)	309mg(아스코르빈산으로서 300mg)

[성상] 이 약은 적색의 타원형 필름코팅정입니다.

[효능 · 효과]

임신, 수유기의 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료를 위한 철 및 엽산 보급

[용법 · 용량]

철 결핍성 빈혈 예방 시에는 1일 1회 1정을 아침식사 전에 복용하십시오.
철 결핍성 빈혈 치료 시에는 먼저 철 결핍 및 그 정도를 적절한 실험실적 분석을 통한 진단으로 확인해야 합니다. 1일 1~2정 복용하며 1일 2정을 복용할 경우 아침식사 전과 저녁식사 전에 복용하십시오. 치료 기간은 결핍의 정도에 따라 달라지며, 헤모글로빈치가 정상화된 후 약 1개월까지 이 약이 계속 투여되어야 하나 총 투여기간은 6개월을 넘지 않도록 하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

1) 6세 이하의 어린이가 복용할 경우 독성이 나타날 수 있습니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 12개월 미만의 영아
- 3) 혈색소증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 철결핍성 빈혈이 아닌 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 마십시오.
-인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 과수산뇨증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부, 수유부
- 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환이 있는 환자
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 구역, 구토, 설사
- 2) 두드러기, 가려움증, 광선과민증, 복부·위통증, 경련, 구토, 설사, 열, 혼수

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 3) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 4) 대량투여로 인해 구역, 구토, 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 5) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 100정

■이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

■다이나비정은 어린이의 의약품 오용으로 인한 약물 사고를 방지하기 위해 어린이 보호용 안전포장(Child Resistance : CR포장)을 적용하였으며, 반드시 개봉방법을 숙지하신 후 복용하시기 바랍니다.



① 필름을 화살표 방향으로 벗기십시오.



② 윗부분을 누르면 정이 나옵니다.

[최신정보 확인 방법]

이 첨부문서 작성일자이후 변경된 내용은 홈페이지(www.donga.co.kr)에서 확인할 수 있습니다

※사용기한이 경과되었거나 변질 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

[문의전화] 02-920-8261, 080-920-2002(수신자부담)

작성년월일 : 2007. 10

DNB-7K001

 **東亞製藥**  **동이제약**

본사 : 서울특별시 동대문구 용두동 252
공장 : 충청남도 천안시 차암동 404