

[이 약을 사용하기 전에 첨부된 문서를 주의깊게 읽으시기 바랍니다.
읽으신 후 버리지 마시고, 이 약과 함께 보관하시기 바랍니다.]

전문약품

안구혈관순환 개선 및 치료제

분류번호:131



세라틴[®]점안액

SERATIN Eye Drops

트록세루틴 (Troloxerutin)



Troloxerutin(트록세루틴)은 rutinoid(Vit.P)의 반합성 유도체로서 Sophora Japonica라는 식물에서 유래되었으며, 혈관의 취약성을 향상시키고 혈관의 투과성 및 혈액의 점도를 감소시켜 줍니다. 세라틴 점안액은 Troloxerutin(트록세루틴)이 주성분으로, 점안하여 당뇨병성 망막증, 망막 및 유리체 출혈, 결막하 출혈 및 혈전성 등 출혈성, 혈전성 안질환을 효과적으로 개선시켜 줍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1mL 중

트록세루틴(Troloxerutin)(유립약전) 50mg
첨가제(보존제) :
글루콘산클로르헥시딘액20%(Chlorhexidine gluconate solution 20%)(영국약전) 0.25mg
(글루콘산클로르헥시딘으로서 0.05mg)

【성상】 무색 투명한 용기에 든 황색 투명한 액

【효능·효과】 당뇨병성 망막증, 망막 및 유리체 출혈, 결막하 출혈, 결막하 혈전 환자에 대한 보조요법

【용법·용량】 의사의 처방이(별도지시)가 없는 경우, 1회 1적씩, 1일 3회 결막낭내에 점적하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

이 약의 성분에 과민증인 환자

2. 일반적 주의

- 1) 이 약은 소프트렌즈를 착용한 채로 적용하지 마십시오.
콘택트렌즈를 사용하는 경우, 콘택트렌즈를 제거하고 이 약을 적용한 후, 15~20분후에 재착용 하십시오.
- 2) 이 약과 소프트렌즈와 직접 접촉을 피하십시오.
- 3) 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.

3. 적용상의 주의사항

- 1) 점안용으로만 사용하십시오.
- 2) 점안용 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 3) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 마십시오.

4. 보관상 주의

- 1) 25°C이하에서 차광하여 보관하십시오.
- 2) 개봉 후 1개월 이내에 사용하십시오.
- 3) 사용기한이 경과한 후 사용하지 마십시오.
- 4) 어린이의 손이 닿지 않은 곳에 보관하십시오.
- 5) 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 마개를 꼭 막아 보관하십시오.
- 6) 오염을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 차광보관, 1~25°C 보관



【포장단위】 10mL

【소비자 상담 창구】 제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 전화 및 이메일을 주십시오.

TEL : (02) 3489-6114

홈페이지 : <http://www.hanlim.com>

【반품 및 교환】 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회가 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

본 설명서 개정년월일 (2011. 07. 01)이후의 변경된 내용은 당사 홈페이지나 상담전화를 통하여 확인하실 수 있습니다.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.

설명서 작성년월일 : '05. 11. 22

설명서 개정년월일 : '11. 07. 01

P32300-06



제조·판매원

한림제약주식회사

공장 : 경기도 용인시 처인구 유방동 1007

<http://www.hanlim.com>